

MODE D'EMPLOI

Gel contre les cafards

Novokill

CONTENU DU COLIS:

Novokill Gel pour lutter contre
les cafards & les blattes

 **kæferling æ**



COMPOSITION

Imidacloprid 2.15 % gel

PRÉPARATION

1. Déballage

Ouvrez délicatement l'emballage et retirez la seringue de gel.

2. Retirer le capuchon

Retirez le capuchon de protection de la seringue.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT


Choisissez des zones dans lesquelles vous avez souvent observé des cafards.

Voici des exemples possibles:

- Près des appareils de cuisine et des armoires
- Sous les éviers et à proximité des tuyaux d'eau
- Dans les coins et les cachettes sombres
- Dans les garde-manger et les entrepôts


APPLICATION

Appliquez de petites gouttes de gel aux endroits choisis. Veillez à placer le gel dans des endroits difficiles d'accès, loin des enfants et des animaux domestiques.



DISTRIBUTION

Répartissez environ 1 à 2 gouttes par m2 en cas d'infestation de blattes allemandes. Pour les blattes orientales, appliquez environ 2 à 3 gouttes par m2.



SURVEILLANCE

- **Contrôle régulier:** vérifiez régulièrement la présence de cafards dans les zones traitées.
- **Recharge:** remplacez le gel dès qu'il est épuisé ou qu'il perd de son efficacité, cela se produit généralement au bout de 2 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Éviter tout contact du gel avec la peau et les autres surfaces sensibles.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



GESTION DES DÉCHETS

Éliminer les seringues utilisées conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.



kæferling
Online-Shop

B2B Pest
Control Shop

kæferling
Pro